



電動昇降

電動昇降式器械台

大きめサイズL型

- 抜群の安定感により安心して使いやすい広々大型L字型電動昇降式器械台です。



DS-K-1

〔オプション 補助テーブル〕

品番	仕様	サイズ	価格
DS-KH-1	取り外し可能トレー	W:500xD:400mm	¥117,000
DS-KH-2	洗面器用トレー(洗面器32φ)	W:500xD:400mm	¥128,000

〔オプション 踏み台〕

品番	サイズ	価格
DS-KF-1	W:572xD:460xH:81mm	¥117,000

□特長

- ・器械台、メーヨ台を合体させた様な大型 L字型器械台です
- ・オプションの補助テーブルが取り付けられます
- ・ベースを跨げる踏み台が2台付属しています
- ・オプションの踏み台は重ねることができます

□仕様

材質：ステンレス製 SUS-304
 昇降スイッチ：フットペダル式
 天板：立上り式
 専用踏み台：W:572xD:460xH:239mm
 耐荷重：60kg (均等荷重)
 キャスター：100φ
 電源：AC100V バッテリー内蔵
 *内蔵バッテリーは約2年での交換を推奨しています

品番	天板 サイズ	昇降範囲	価格
DS-K-1	W:1,050xD:1,200mm (外寸)	H:1,000~1,500mm	¥2,210,000



□設置と器械出しイメージ



□補助トレー DS-KH-1



□洗面器様トレー DS-KH-2



電動昇降

電動昇降式器械台

大きめサイズ角柱



DS-E-3F

□特長

- ・より多用途に使用できる様に支柱を角に設定した大型器械台です

□仕様

材質：ステンレス製 SUS-304
 昇降スイッチ：フットペダル式
 天板：フラット
 耐荷重：60kg (均等荷重)
 キャスター：100φ
 電源：AC100V バッテリー内蔵
 *内蔵バッテリーは約2年での交換を推奨しています




□使用イメージ例

品番	天板 サイズ	昇降範囲	価格
DS-E-1F	W:750xD:1,200mm	H:1,000~1,500mm	¥2,050,000
DS-E-2F	W:900xD:1,200mm	H:1,000~1,500mm	¥2,060,000
DS-E-3F	W:1,050xD:1,200mm	H:1,000~1,500mm	¥2,070,000



使用例

オーバーテーブル型電動昇降式器械台
大型広々天板サイズW:1,500xD:870mm



昇降ボタンスイッチ
(反対側にもございます)

□特長

- ・オーバーテーブル型の電動昇降式器械台です
- ・天板両側面の2ヶ所に昇降ボタンスイッチがあり操作性に優れています

□仕様


- 材質：ステンレス製 SUS-304
- 昇降スイッチ：ボタン式
- 天板：落込
- 耐荷重：60kg (均等荷重)
- キャスター：100φ
- 脚部内寸法：650mm
- 電源：AC100V バッテリー内蔵
- *内蔵バッテリーは約2年での交換を推奨しています

品番	天板サイズ	昇降範囲	価格
DS-L-4B	W:1,500xD:870mm	H:800~1,300mm	¥1,880,000



電動昇降式器械台

オーバーテーブル型電動昇降式器械台



昇降ボタンスイッチ
(反対側にもございます)

□特長

- ・オーバーテーブル型の電動昇降式器械台です
- ・天板両側面の2ヶ所に昇降ボタンスイッチがあり操作性に優れています

□仕様


材質：ステンレス製 SUS-304
 昇降スイッチ：ボタン式
 天板：落込
 耐荷重：60kg (均等荷重)
 キャスター：75φ
 電源：AC100V バッテリー内蔵
 *内蔵バッテリーは約2年での交換を推奨しています

品番	天板サイズ	昇降範囲	価格
DS-L-1B	W:1,020xD:570mm	H:800~1,300mm	¥1,230,000
DS-L-2B	W:1,020xD:700mm	H:800~1,300mm	¥1,280,000



電動昇降式器械台

オーバーテーブル型電動昇降式器械台 大型広々天板サイズW:1,020xD:1,200mm



昇降ボタンスイッチ
(反対側にもございます)

□特長

- ・オーバーテーブル型の電動昇降式器械台です
- ・天板両側面の2ヶ所に昇降ボタンスイッチがあり操作性に優れています

□仕様

材質：ステンレス製 SUS-304
 昇降スイッチ：ボタン式
 天板：落込
 耐荷重：60kg (均等荷重)
 キャスター：75φ
 電源：AC100V バッテリー内蔵
 *内蔵バッテリーは約2年での交換を推奨しています

品番	天板サイズ	昇降範囲	価格
DS-L-3B	W:1,020xD:1,200mm	H:800~1,300mm	¥1,360,000



電動昇降式器械台

大きめサイズのスタンダード

電動昇降式器械台

油圧昇降式器械台

ハンドル昇降式器械台

ステップグラフト用器械台

器械台

消毒盤台

メーヨー型消毒盤台

蛇管ホルダー

踏み台

リヒカ

アームレスト



DS-B-4F

□特長

- ・スタンダードな大型器械台です

□仕様

材質：ステンレス製 SUS-304
 昇降スイッチ：フットペダル式
 天板：落込
 耐荷重：60kg（均等荷重）
 キャスター：100φ
 電源：AC100V バッテリー内蔵
 ＊内蔵バッテリーは約2年での交換を推奨しています

品番	天板サイズ	昇降範囲	価格
DS-B-1F	W:550xD:900mm	H:1,000～1,500mm	¥1,820,000
DS-B-2F	W:750xD:1,200mm	H:1,000～1,500mm	¥1,833,000
DS-B-3F	W:900xD:1,200mm	H:1,000～1,500mm	¥1,846,000
DS-B-4F	W:1,050xD:1,200mm	H:1,000～1,500mm	¥1,859,000



電動昇降式器械台

大きめサイズ、補助天板付き



DS-F-4F

脱着可能補助天板

□特長

- ・脱着可能補助天板が付いた大型器械台です

□仕様

材質：ステンレス製 SUS-304
 昇降スイッチ：フットペダル式
 天板：落込
 耐荷重：60kg（均等荷重）補助天板：約4kg
 キャスター：100φ
 電源：AC100V バッテリー内蔵
 ＊内蔵バッテリーは約2年での交換を推奨しています

品番	天板サイズ	昇降範囲	価格
DS-F-1F	W:750xD:1,050mm 補助天板W:525xD:325mm	H:1,000～1,500mm	¥2,100,000
DS-F-2F	W:750xD:1,200mm 補助天板W:600xD:325mm	H:1,000～1,500mm	¥2,110,000
DS-F-3F	W:900xD:1,050mm 補助天板W:525xD:450mm	H:1,000～1,500mm	¥2,120,000
DS-F-4F	W:900xD:1,200mm 補助天板W:600xD:450mm	H:1,000～1,500mm	¥2,140,000



電動昇降

電動昇降式器械台

スタッキング可能なスタンダード型



DS-A-2W

□特長

- ・スタッキング可能な電動昇降式器械台です
- ・天板正面のボタンスイッチ、フットスイッチ、両スイッチ併用型があります

□仕様

材質：ステンレス製 SUS-304
 天板：落込
 耐荷重：60kg（均等荷重）
 キャスター：75φ
 電源：AC100V バッテリー内蔵
 ＊内蔵バッテリーは約2年での交換を推奨しています

品番	天板サイズ	昇降範囲	価格
DS-A-1B（ボタン式）	W:800xD:550mm	H:850～1,250mm	¥728,000
DS-A-2B（ボタン式）	W:900xD:550mm	H:850～1,250mm	¥728,000
DS-A-1F（フット式）	W:800xD:550mm	H:850～1,250mm	¥780,000
DS-A-2F（フット式）	W:900xD:550mm	H:850～1,250mm	¥780,000
DS-A-1W（併用型）	W:800xD:550mm	H:850～1,250mm	¥832,000
DS-A-2W（併用型）	W:900xD:550mm	H:850～1,250mm	¥832,000



電動昇降

電動昇降式器械台

バッテリー交換不要！
低価格を実現！



DS-G-1B

DS-G-1F/1W用
フットスイッチ

□特長

- ・掃除機のご感覚でコンセントを差し込んでご使用いただくスタッキング型電動昇降式器械台です
- ・バッテリー交換等のメンテナンスが不要です
- ・ローコストでのご提供を可能に致しました
- ・天板正面のボタンスイッチ、フットスイッチ、両スイッチ併用型があります

□仕様

材質：ステンレス製 SUS-304
 ・天板：落込
 ・耐荷重：60kg（均等荷重）
 ・キャスター：75φ
 ・電源：AC100V（コード2M）

品番	天板サイズ	昇降範囲	価格
DS-G-1B（ボタン式）	W:900xD:550mm	H:850～1,250mm	¥520,000
DS-G-2B（フット式）	W:900xD:550mm	H:850～1,250mm	¥585,000
DS-A-1F（併用型）	W:900xD:550mm	H:850～1,250mm	¥611,000



電動昇降

電動昇降式器械台

3方から補助天板が取付可能



DS-C-1F

□特長

- ・3方向から付属の補助天板が連結可能な電動昇降式器械台です
- ・フットスイッチにて昇降します

□仕様

材質：ステンレス製 SUS-304
 天板：落込
 耐荷重：40kg（均等荷重）補助天板：約6kg（均等荷重）
 キャスター：75φ
 電源：AC100V バッテリー内蔵
 ＊内蔵バッテリーは約2年での交換を推奨しています

品番	天板サイズ	昇降範囲	価格
DS-C-1F	W:550xD:900mm	H:870～1,260mm	¥1,014,000
付属補助天板	W:300xD:300mm		

電動昇降式器械台

油圧昇降式器械台

ハンドル昇降式器械台

セントグラフト用器械台

器械台

消毒盤台

メーヨー型消毒盤台

蛇管ホルダー

踏み台

リヒカ

アームレスト