


蛇管ホルダー

フレキシブルアームにより容易にセッティングが行えます。
大人用、小児用、同軸回路用の蛇管にご使用いただけます。
マット差込用と、手術台固定金具用をご用意しています。



【パーツごとに提供させて頂いています、組み合わせてご使用下さい】 【パーツごとに提供させて頂いています、組み合わせてご使用下さい】



【フレキシブルハンガーL:300】
JANコード：4562127610655
〔仕様〕
フレキシブルアーム：L:300mm
ステンレスボール：φ12xL:150mm

【マット差込用ベース】
JANコード：4562127610679
〔仕様〕
ステンレス三角ベース：180x300mm
ボール：L:150mm

【フレキシブルハンガーL:500】
JANコード：4562127610662
〔仕様〕
フレキシブルアーム：L:500mm
ステンレスボール：φ12xL:150mm


【手術台固定金具】
JANコード：4562127610686
〔使用可能レール及びボール〕
フラットバー9x32mm
Φ12～φ16mm

品番	価格
JH-A-300	¥23,500

品番	価格
JH-Y-1	¥23,000

品番	価格
JH-A-500	¥24,500

品番	価格
RK-022-01	¥54,600



* 差込三角ベースは直接患者さんに触れないようご使用下さい。

