



油圧昇降式器械台

スタッキング可能横ペダルスタンダード



□特長

- ・収納時場所をとらないスタッキング可能な油圧昇降式器械台です
- ・フットペダルを踏むごとに上昇し ペダルを上げると下降します

□仕様

材質：ステンレス製 SUS-304
 天板：落込
 耐荷重：60kg（均等荷重）
 キャスター：75φ



YS-E-1



品番	天板サイズ	昇降範囲	価格
YS-E-1	W:900xD:550mm	H:850~1,250mm	¥585,000
YS-E-2	W:1,000xD:600mm	H:850~1,250mm	¥611,000
YS-E-3	W:900xD:550mm	H:950~1,350mm	¥611,000
YS-E-4	W:1,000xD:600mm	H:950~1,350mm	¥637,000



油圧昇降式器械台

ステントグラフト内挿術に適したW:1,800mm
折り畳み式器械台



□特長

- ・ステントグラフト内挿術に適した油圧昇降式器械台です
- ・天板の左右が折り畳み出来 収納スペースを節約できます
- ・フットペダルを踏むごとに上昇し ペダルを上げると下降します

□仕様

材質：ステンレス製 SUS-304
 天板：立上り式（H:40mm）
 耐荷重：60kg（均等荷重） 折り畳みテーブル：約3kg
 キャスター：75φ



YS-L-2



品番	天板サイズ	昇降範囲	価格
YS-L-1	W:1,800xD:600mm 収納時 W:1,020xD:600mm	H:850~1,250mm	¥988,000
YS-L-2	W:1,800xD:800mm 収納時 W:1,020xD:800mm	H:850~1,250mm	¥1,040,000

電動昇降式器械台
 油圧昇降式器械台
 ハンドル昇降式器械台
 ステントグラフト用器械台
 器械台
 消毒盤台
 メイヨール型消毒盤台
 蛇管ホルダー
 踏み台
 リヒカ
 アームレスト



ハンドル昇降式器械台

ハンドル昇降 オーバーテーブル型 (トレー式)



NSB-H-1

□特長

- ・大型1枚用と小型3枚用があります
- ・上部の手回しハンドルにて昇降します
- ・昇降ハンドルは取り外し可能で左右から操作できます

□仕様

材質：ステンレス製 SUS-304
 キャスター：75φ

品番	天板仕様	昇降範囲	価格
NSB-H-1	820x435x35mm トレー1枚	H:870~1,270mm	¥585,000
NSB-H-2	400x300x35mm トレー3枚	H:870~1,270mm	¥579,000
NSB-H-3	500x300x35mm トレー3枚	H:870~1,270mm	¥627,000

〔補充トレー〕

品番	サイズ	価格
SSB-E-4	400x300x35mm	¥7,600
SSB-E-5	500x300x35mm	¥21,000



ハンドル昇降式器械台

ハンドル昇降 下ハンドル オーバーテーブル型 (トレー式)



NSB-J-1

□特長

- ・オーバーテーブル型で下ハンドル操作
- ・下部の手回しハンドルにて昇降します
- ・昇降ハンドルは折畳できます

□仕様

材質：ステンレス製 SUS-304
 キャスター：75φ

品番	天板仕様	昇降範囲	価格
NSB-J-1	400x300x35mm トレー3枚	H:850~1,250mm	¥757,000
NSB-J-2	500x300x35mm トレー3枚	H:850~1,250mm	¥800,000

〔補充トレー〕

品番	サイズ	価格
SSB-E-4	400x300x35mm	¥7,600
SSB-E-5	500x300x35mm	¥21,000

ステントグラフト用器械台

2分割式で収納便利な長い器械台



KT-S-1

分割時

□特長

- ・ステントグラフト内挿術などに便利な長い器械台です
- ・収納しやすい様2台に分割することができます

□仕様

材質：ステンレス製 SUS-304
 キャスター：50φ

〔天板フラット型〕

品番	天板仕様	昇降範囲	価格
KT-R-1	W:2,000(1,000+1,000)x650mm	H:800mm	¥234,000
KT-R-2	W:2,400(1,200+1,200)x650mm	H:800mm	¥286,000
KT-R-3	W:3,000(1,500+1,500)x650mm	H:800mm	¥338,000

〔天板4方折上げ型H:40mm〕

品番	天板仕様	昇降範囲	価格
KT-S-1	W:2,000(1,000+1,000)x650mm	H:800mm	¥253,000
KT-S-2	W:2,400(1,200+1,200)x650mm	H:800mm	¥299,000
KT-S-3	W:3,000(1,500+1,500)x650mm	H:800mm	¥359,000

ステントグラフト用器械台

折畳式で収納便利な長い器械台



KT-P-3

天板折畳み時

□特長

- ・ステントグラフト内挿術などに便利な長い器械台です
- ・収納しやすい様天板が2辺折り畳むことができます

□仕様

材質：ステンレス製 SUS-304
 キャスター：100φ

〔天板フラット型〕

品番	天板仕様	昇降範囲	価格
KT-P-1	W:1,800(1,000+400+400)x600mm	H:800mm	¥182,000
KT-P-2	W:1,800(1,000+400+400)x800mm	H:800mm	¥286,000
KT-P-3	W:2,000(1,000+500+500)x600mm	H:800mm	¥234,000

〔天板4方折上げ型H:40mm〕

品番	天板仕様	昇降範囲	価格
KT-Q-1	W:1,800(1,000+400+400)x600mm	H:800mm	¥221,000
KT-Q-2	W:1,800(1,000+400+400)x800mm	H:800mm	¥325,000
KT-Q-3	W:2,000(1,000+500+500)x600mm	H:800mm	¥260,000

電動昇降式器械台

油圧昇降式器械台

ハンドル昇降式器械台

スレントグラフト用器械台

器械台

消毒盤台

メーヨー型消毒盤台

蛇管ホルダー

踏み台

リヒカ

アームレスト