



“センシンN95マスク”は米国CDC (Centers for Disease Control and Prevention: 疫病管理予防センター)のガイドライン「医療施設に於ける結核感染予防のためのガイドライン」に基づき、OSHA (Occupational Safety and Health Administration: 労働安全衛生局)により結核被爆防止に有効と認められた規格であります。

- 2層の高性能フィルターにより、高い捕集効果と広い濾過面積を有する為、高通気性を備えて、結核菌等の侵入を防ぎながらも呼吸が楽です。
- 全面プリーツ形状により、下方視界を妨げません。
- 新開発形状 (特許出願済) により、アゴまでしっかりカバー。アゴ側からの漏れを防ぎます。
- 口元の空間により、呼吸や会話がスムーズです。
- 約5.4gと軽量ですので作業時の負担がありません。

■使用時の注意

- ・本製品はディスポーザブル製品です。再生使用しないでください。
- ・不織布を使用し、製造には細心の注意を払ってますが、かゆみ、かぶれ等の異常を感じた場合には直ちに使用中止してください。
- ・酸素濃度が19.5%以下の時は使用しないで下さい。
- ・日の当たる所や高温、多湿の場所を避けて保管してください。

品番	商品名	材質	サイズ	入り数	カラー
3982	センシンN95マスク (ホワイト)	不織布	フリー	50枚	ホワイト