

センシンメディカルのマスクシリーズ



肌の露出を減らして、
毛髪などの飛び出しを防ぎます。

特長

- 肌の露出を減らして、毛髪などの飛び出しを防ぎます。
- オーバーヘッド（頭掛け）仕様です。
- 2PLY（2層）仕様
- フードキャップの上から装着できるオーバーヘッドなので、耳への負担がありません。
- 従来のマスクと比べて、約4cm幅広タイプ（当社比）のため、フードを覆うことができ、フードとマスクの隙間からの毛髪等のみ出しを防止できます。



※通常品との比較

品番	商品名	材質	規格	梱包形態	カラー
2987	ロングマスク オーバーヘッド23 箱入	不織布	2PLY 幅広仕様	100枚x30箱	ホワイト

※ 別注にて他カラー有り。

センシンメディカルのシートシリーズ




■部分シート（未滅菌）



品番	サイズ	小袋	ケース	総枚数
1891 (ホワイト)	100x140 cm	1枚x30袋 /小箱	6小箱 /ケース	180枚
1893 (ホワイト)	100x185 cm	1枚x30袋 /小箱	6小箱 /ケース	180枚


* EOG滅菌品もございます

■シャントシートP（未滅菌）



品番	サイズ	小袋	ケース	総枚数
1880	30x37 cm	50枚x10束 /小箱	6小箱 /ケース	3000枚
1881	29x50 cm	5枚x10束 /小箱	6小箱 /ケース	3000枚
1882	30x50 cm	50枚x10束 /小箱	6小箱 /ケース	3000枚

吸水性に優れた素材の裏面を撥水加工することにより、採血や輸液の操作時に効果を発揮できます。より安全な環境を維持出来るように、滅菌タイプもラインナップしました。



■検査検診用・ロールシート(未滅菌)

- 使う人にも御世話する人にも優しい使い捨てタイプです。
- 看護・介護の際まくらカバー、エプロン、オムツ交換時の局部シートとして幅広い用途にご使用いただけます。
- 取り扱いしやすいロールシートの中で、サイズも一番手頃な大きさを選びました。
- 薄手のシートですが、しなやかな肌触りで、吸水性も良好です。

品番	サイズ	本	ケース	総枚数
1883	37x30cm	120枚/本	12本/ケース	1440枚
1884	48x30cm	120枚/本	15本/ケース	1800枚
1885	48x60cm	100枚/本	10本/ケース	1000枚

■シャントシート・ホワイト/ブルー（未滅菌）



品番	サイズ	小袋	ケース	総枚数
1887 (ホワイト) 1888 (ブルー)	30x50 cm	5枚x20袋 /小袋	12小袋 /大袋	1200枚
1889 (ホワイト) 1890 (ブルー)	50x60 cm	5枚x20袋 /小袋	12小袋 /大袋	1200枚