



■ 手洗い台（1個用）

〔仕様〕
 材質：ステンレス製 SUS-304
 キャスター：φ50mm
 ＊洗面器は別売です

品番	規格・サイズ	価格
TE-A-1	320φ1個用 W:360xD:355xH:800mm	¥17,000
TE-A-2	340φ1個用 W:395xD:385xH:800mm	¥18,500

〔洗面器〕

品番	規格・サイズ	価格
STA-A-2	320φx110mm	¥3,510
STA-A-3	340φxmm	¥4,420



■ 手洗い台（2個用）

〔仕様〕
 材質：ステンレス製 SUS-304
 キャスター：φ50mm
 ＊洗面器は別売です

品番	規格・サイズ	価格
TE-B-1	320φ2個用 W:680xD:355xH:800mm	¥25,000
TE-B-2	340φ2個用 W:765xD:385xH:800mm	¥28,000

〔洗面器〕


品番	規格・サイズ	価格
STA-A-2	320φx110mm	¥3,510
STA-A-3	340φxmm	¥4,420



■ キックバケツ

〔仕様〕
 材質：ステンレス製 SUS-304
 ゴムバンパー
 キャスター：φ50mm
 付属汚物缶：14.5L 260Φx310mm

品番	規格・サイズ	価格
KB-A-1	420φxH:380mm	¥36,000



■ 回転椅子

〔仕様〕
 材質：ステンレス製 SUS-304

品番	規格・サイズ	価格
IS-A-1	ゴム足仕様 300ΦxH:420~710mm	¥45,000
IS-B-1	キャスター仕様(50Φmm) 300ΦxH:500~790mm	¥48,000