


ステンレス製内視鏡保管庫  
 アクリルハンガー：二段式  
 下部：保護シート張り  
 非磁性ステンレスSUS-304と  
 磁性ステンレスSUS-430をご用意しています



■ EN-115N



■ EN-108N




■ EN-104N

[非磁性SUS-304製]

品番	規格・サイズ	価格
EN-104N	4本掛け W:480xD:400xH:1,900mm	¥400,000
EN-106N	6本掛け W:700xD:450xH:1,900mm	¥480,000
EN-108N	8本掛け W:900xD:450xH:1,900mm	¥640,000
EN-110N	10本掛け W:1,200xD:450xH:1,900mm	¥656,000
EN-112N	12本掛け W:1,400xD:450xH:1,900mm	¥727,000
EN-115N	15本掛け W:1,600xD:450xH:1,900mm	¥797,000

[ご使用例]



**\*注意** アクリルハンガーはクラッキングの原因になる為  
 アルコールで清拭しないでください。


アクリルハンガーは機種によって収まりにくいものもございます  
 形状見本をご用意ありますのでご確認ください。  
 また特注品も1台から承ります。

[磁性SUS-430製]

品番	規格・サイズ	価格
EN-104D	4本掛け W:480xD:400xH:1,900mm	¥312,000
EN-106D	6本掛け W:700xD:450xH:1,900mm	¥370,000
EN-108D	8本掛け W:900xD:450xH:1,900mm	¥429,000
EN-110D	10本掛け W:1,200xD:450xH:1,900mm	¥488,000
EN-112D	12本掛け W:1,400xD:450xH:1,900mm	¥569,000
EN-115D	15本掛け W:1,600xD:450xH:1,900mm	¥655,000

## 薄型内視鏡保管庫

奥行202mm



■ EN-105S



■ EN-105S内部

## 〔仕様〕

材質：（本体）木製メラミン化粧板仕上げ  
ハンガー：アクリル製

品番	規格・サイズ	価格
EN-105S	5本掛け W:820xD:202xH:2,060mm	¥540,000
EN-108S	8本掛け W:1,240xD:202xH:2,060mm	¥910,000

**\*注意** アクリルハンガーはクラッキングの原因になる為アルコールで清拭しないでください。

アクリルハンガーは機種によって収まりにくいものもございます形状見本ご用意ありますのでご確認ください。  
また特注品も1台から承ります。